

Anti-Phospho-Irs1-S612 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

품목 번호: CM0000646



소개

Phospho-IRS1-S612 Rabbit pAb는 세린 612에서 인산화된 IRS1을 특이적으로 검출합니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인슐린 신호 전달 및 당뇨병 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-IRS1-S612 Rabbit pAb
비고/별칭	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612
종	인간
GeneID (Human)	3667
GeneID	3667
면역원	합성 펩타이드 인간 IRS1 (NP_005535.1)의 S612 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35568
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백