

인-포스포-Irs1-S636 토끼 다클론 항체 (Wb용) - P35568

품목 번호: CM0000490



소개

인간 및 마우스의 웨스턴 블롯 검증이 완료된 포스포-IRS1-S636 토끼 다클론 항체입니다. 중추 인슐린 신호 어댑터 단백질인 IRS1을 표적으로 하며, 세린 636 부위의 인산화는 경로 활성을 조절합니다. 당뇨병 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-IRS1-S636 토끼 pAb
비고/별칭	HIRS-1; 포스포-IRS1-S636
종	인간
유전자 ID	3667
면역원	인간 IRS1의 S636 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이 펩티드 (합성 펩티드)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P35568
단백질 분자량	132kDa
배송 방식	아이스 팩