

Anti-Phospho-Jak2 (Y1007) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O60674

품목 번호: CM0001102



소개

인간 및 마우스에서 WB 및 ELISA로 검증된, 티로신 1007에서 인산화된 JAK2를 인식하는 토끼 다항체입니다. JAK/STAT 신호 전달, 사이토카인 경로 및 크로마틴 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-JAK2-Y1007 Rabbit pAb
비고/별칭	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	3717
GeneID	3717
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 JAK2 (NP_004963.1)의 Y1007 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	O60674
단백질 분자량	131kDa
배송(Shipping)	아이스백