

항-포스포-Jak2-Y1007 토끼 다클론 항체 - O60674

품목 번호: CM0000991



소개

Tyr1007에서 인산화된 JAK2에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스 JAK2와 반응합니다. JAK-STAT 신호전달, 사이토카인 반응 및 염색질 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	포스포-JAK2-Y1007 토끼 pAb
비고/별칭	JTK10; 포스포-JAK2-Y1007
종	인간
유전자ID (인간)	3717
유전자ID	3717
면역원	합성 펩타이드; 인간 JAK2 (NP_004963.1)의 Y1007 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60674
단백질 분자량	131kDa
배송 방식	아이스 팩