

## Anti-Phospho-Jak2 (Y1007/1008) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O60674

품목 번호: CM0001210



### 소개

인산화된 JAK2(Y1007/1008)에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 사이토카인 신호 전달 및 조혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-JAK2-Y1007/1008 Rabbit pAb                            |
| 비고/별칭       | JTK10; Phospho-JAK2-Y1007/1008                                |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 3717                                                          |
| GeneID      | 3717                                                          |
| 면역원         | 합성 펩타이드; 인간 JAK2 (NP_004963.1)의 Y1007 & Y1008 주변 합성 인산화 펩타이드. |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                        |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS       | O60674                                                        |
| 단백질 분자량     | 131kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                          |