

Anti-Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983/P45984/P53779

품목 번호: CM0001391



소개

인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로 활성화된 JNK1/2/3 (Thr183/Tyr185 및 Thr221/Tyr223)을 인식합니다. 사람, 쥐, 랫트의 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 스트레스 및 세포 사멸 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 Rabbit mAb
비고/별칭	JNK1/2/3; SAPK; Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P45983/P45984/P53779
단백질 분자량	48kDa/52kDa
배송	아이스백 (Ice bag)