

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항인 Jnk1/2/3 인(T183/T183/T221) 토끼 단클론 항체 - P45983 / P45984 / P53779

품목 번호: CM0001380



소개

T183/T183/T221에서 인산화된 JNK1/2/3을 인식하는 인 특이 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. JNK 매개 스트레스 신호 전달, 세포자멸사 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산 JNK1/2/3-T183/T183/T221 토끼 단클론 항체
비고/별칭	JNK1/JNK2/JNK3; 인산 JNK1/2/3-T183/T183/T221
종	사람
유전자 ID (사람)	5599/5601/5602
면역원	사람 JNK1 T183 주변의 합성 인산 펩타이드 (P45983).
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P45983/P45984/P53779
단백질 분자량	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
배송 방법	아이스 팩