


Anti-Phospho-JunD (S255) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P17535

품목 번호: CM0001001



소개

Phospho-JunD (S255) Rabbit Monoclonal Antibody validated for WB and ELISA. Detects human and mouse phosphorylated JunD. Ideal for AP-1 signaling research. - P17535

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-JunD-S255 Rabbit mAb
비고/별칭	AP-1; Phospho-JunD-S255
종	인간
GeneID	3727
면역원	합성 펩타이드 인간 JunD (P17535)의 S255 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P17535
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩