


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Phospho-JunD-S255 토끼 단일클론 항체 - P17535

품목 번호: CM0000464



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Phospho-JunD-S255 토끼 단일클론 항체입니다. AP-1 복합체의 핵 전사인자인 인간 및 쥐 JunD의 S255 인산화 형태(~35 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-JunD-S255 Rabbit mAb
비고/별칭	AP-1; Phospho-JunD-S255
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3727
GeneID	3727
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Phospho-JunD-S255 (NP_005345.3)의 S255 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Applications)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P17535
단백질 분자량	35 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)