


Anti-Phospho-Kap1/Trim28-S824 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13263

품목 번호: CM0001256



소개

WB 및 ELISA용 Ser-824에서 인산화된 인간 TRIM28 (KAP-1)를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 TRIM28를 검출하며, 이는 크로마틴 조절 및 게놈 안정성에 관여하는 전사 억제제이자 E3 리가제입니다. 신호 전달 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-KAP1/TRIM28-S824 Rabbit mAb
비고/별칭	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; Phospho-KAP1/TRIM28-S824
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	10155
면역원(Immunogen)	인간 KAP1/TRIM28 (NP_005753.1)의 S824 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	Q13263
단백질 분자량	79kDa/89kDa
배송(Shipping)	아이스백