

Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 키로포스포-Kras-S89 토끼 다클론 항체 - P01116

품목 번호: CM0001852



소개

포스포-KRAS-S89 토끼 다클론 항체는 세린 89에서 인산화된 KRAS를 검출합니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 신호 전달 연구 및 종양 유전자 연구에 이상적입니다. CamelBio에서 원스톱으로 소싱하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	포스포-KRAS-S89 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; Phospho-KRAS-S89
종	인간
유전자 ID (인간)	3845
유전자 ID	3845
면역원	인간 KRAS S89 주변의 합성 인산화 펩티드 (NP_001356715.1)
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01116
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩