

Anti-Phospho-Limk2-T505 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And If/Icc - P53671

품목 번호: CM0001824



소개

T505에서 LIMK2에 대한 고특이성 인산화 특이적 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 웨스턴 블롯 및 면역형광에 대해 검증되었습니다. 액틴 역학 및 세포 운동성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-LIMK2-T505 Rabbit pAb
비고/별칭	LIMK2; Phospho-LIMK2-T505
종	인간
GeneID (Human)	3985
GeneID	3985
면역원	합성 펩타이드: 인간 LIMK2의 T505 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P53671
단백질 무게	72kDa
배송	아이스백