


Anti-Phospho-Lrp6 (S1490) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75581

품목 번호: CM0001778



소개

Ser1490에서 인산화된 LRP6에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용에 사용됩니다. LRP6는 베타-카테닌 신호 전달에 관여하는 Wnt 공동 수용체로, 발달과 질병에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-LRP6-S1490 Rabbit pAb
비고/별칭	ADCAD2; STHAG7; Phospho-LRP6-S1490
종	인간
유전자 ID (인간)	4040
유전자 ID	4040
면역원	합성 펩타이드 인간 LRP6 (NP_002327.2)의 S1490 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75581
단백질 분자량	180kDa
배송	아이스백