

Wb 및 Elisa용 항인 Lrrk2 S935 인산화 토끼 단일클론항체 - Q5S007

품목 번호: CM0001970



소개

WB 및 ELISA용 인산화된 LRRK2 (Ser935)를 검출하는 토끼 단일클론항체입니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 합성 인산화 펩타이드로 검증된 높은 특이성을 가지고 있으며 파킨슨병 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 LRRK2 S935 토끼 단일클론항체
비고/별칭	PARK8; RPK7; ROCO2; AURAI7; DARDARIN; 인산화 LRRK2 S935
종	인간
유전자 ID (인간)	120892
면역원	인간 LRRK2 S935 영역의 합성 인산화 펩타이드 (Q5S007)
생산 기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q5S007
단백질 분자량	286kDa
배송 방식	아이스 팩