

Anti-Phospho-Map2K3-S189/Map2K6-S207 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P46734 / P52564

품목 번호: CM0001288

소개

인간, 마우스 및 랫트의 인산화된 MAP2K3 (S189) 및 MAP2K6 (S207)을 검출하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 적합합니다. 스트레스 활성화 MAP 키나제 캐스케이드 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207 Rabbit pAb
비고/별칭	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	5606/5608
GeneID	5606/5608
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P46734/P52564
단백질 분자량	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
배송	아이스백 (Ice bag)