


Anti-Phospho-Map2K4 (S257) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P - P45985

품목 번호: CM0001357



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 Phospho-MAP2K4 (S257) Rabbit Monoclonal Antibody. 인간, 마우스, 랫트의 phospho-MAP2K4를 검출하며, 이는 스트레스 신호 전달 및 세포 사멸에 관여하는 주요 JNK/p38 MAPK 키나제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MAP2K4-S257 Rabbit mAb
비고/별칭	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6416
면역원(Immunogen)	인간 MAP2K4 (NP_003001.1)의 S257 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P45985
단백질 분자량(Protein Weight)	44kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)