


Anti-Phospho-Map2K4 (S257/T261) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P45985

품목 번호: CM0001436



소개

Ser257 및 Thr261에서 인산화된 MAP2K4를 인식하는 포스포 특이성 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 스트레스 신호 전달 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MAP2K4-S257/T261 Rabbit pAb
비고/별칭	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-S257/T261
종	인간
유전자 ID	6416
면역원	합성 펩타이드 (인간 MAP2K4 (NP_003001.1)의 S257 및 T261 주변 합성 인산화 펩타이드)
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45985
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩