

Wb 및 Elisa용 항인 포스포-Map3K5 (S1033) 토끼 다클론 항체 - Q99683

품목 번호: CM0000958



소개

Ser1033에서 인산화된 MAP3K5 (ASK1)에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 세포자멸사 및 MAP 키나아제 신호 전달에 관여하는 스트레스 관련 키나아제를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-MAP3K5-S1033 토끼 pAb
비고/별칭	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; 포스포-MAP3K5-S1033
종	인간
유전자ID (인간)	4217
유전자ID	4217
면역원	인간 MAP3K5 (NP_005914.1)의 S1033 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99683
단백질 분자량	155kDa
배송 방식	아이스백