

Anti-Phospho-Map3K5-T918 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99683

품목 번호: CM0001401



소개

인간 MAP3K5(ASK1, MEKK5)의 인산화된 Thr918을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포사멸, 산화 스트레스 반응 및 MAP 키나제 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MAP3K5-T918 Rabbit pAb
비고/별칭	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-T918
종	인간
GeneID	4217
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99683
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스백