

Anti-Phospho-Mapkapk-2/Mk2-T334 토끼 다클로날 항체 (Ihc-P, Elisa용) - P49137

품목 번호: CM0000836



소개

IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트의 트레오닌 334에서 인산화된 MAPKAPK2를 타겟팅합니다. 스트레스 신호 전달 및 사이토카인 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Rabbit pAb
비고/별칭	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
종(Species)	Human
GeneID (인간)	9261
GeneID	9261
면역원(Immunogen)	인간 MAPKAPK2 (NP_116584.2?)의 T334 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P49137
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)