

Anti-Phospho-Mapkapk2 (T334) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P49137

품목 번호: CM0001195



소개

트레오닌 334에서 MAPKAPK2에 대한 인산화 특이적 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합; 인간, 마우스, 래트 MAPKAPK2와 반응. 스트레스 신호전달, 염증 및 DNA 손상 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Rabbit pAb
비고/별칭	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
종	인간
유전자 ID (인간)	9261
유전자 ID	9261
면역원	합성 펩타이드 인간 MAPKAPK2 (NP_116584.2)의 T334 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49137
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백