

Anti-Phospho-Marcks-S158 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P29966

품목 번호: CM0001233

소개

Ser158에서 인산화된 MARCKS에 특이적인 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트에서의 웨스턴 블롯 검출에 검증됨. PKC 신호 전달, 액틴 세포골격 역학 및 염증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Phospho-MARCKS-S158 Rabbit pAb
비고/별칭	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S158
종	인간
GeneID (인간)	4082
GeneID	4082
면역원	인간 MARCKS의 S158 주변 잔기에 상응하는 합성 펩타이드 (인산화 특이적)
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	WB
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29966
단백질 분자량	32 kDa
배송	아이스백