

Wb용 항인산화-Mek1-S298 단클론 항체 - Q02750

품목 번호: CM0001071



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA용 인산화-MEK1-S298 토끼 단클론 항체. 인간, 쥐에서 검증되었습니다. MAPK/ERK 신호 캐스케이드의 핵심 이중특이성 키나아제인 세린 298에서 인산화된 인간 MEK1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-MEK1-S298 토끼 mAb
비고/별칭	MEL; 인산화-MEK1-S298
종	인간
유전자ID (인간)	5604
유전자ID	5604
면역원	인간 MEK1 (Q02750)의 S298 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q02750
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩