

Anti-Phospho-Mek1-S298 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q02750

품목 번호: CM0000967



소개

인간, 마우스, 랫트의 WB, IP, ELISA에 대해 검증된 인산화 MEK1(S298)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. MAPK/ERK 경로 연구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MEK1-S298 Rabbit pAb
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S298
종	인간(Human)
유전자 ID	5604
면역원	인간 MEK1 (NP_002746.1)의 S298 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q02750
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩