

Wb 및 If/Icc용 항-인산화-Mek2 (T394) 토끼 다클론 항체 - P36507

품목 번호: CM0001573



소개

이 토끼 다클론 항체는 MAPK/ERK 신호 전달 경로의 핵심 키나아제인 MEK2가 트레오닌 394(Threonine 394)에서 인산화되었을 때만 내인성 수준을 검출합니다. 인간 세포의 웨스턴 블롯 및 면역형광 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MEK2-T394 토끼 pAb
비고/별칭	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; Phospho-MEK2-T394
종	인간
유전자 ID (인간)	5605
유전자 ID	5605
면역원	인간 MEK2의 T394 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC
교차 반응성	인간
SWISS	P36507
단백질 무게	44kDa
배송	아이스팩