

Anti-Phospho-Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207) 토끼 단일클론 항체 (Wb/If/Elisa용)
- P46734 / P52564

품목 번호: CM0000820

소개

MKK3의 S189 및 MKK6의 S207 인산화 부위를 타겟팅하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블로팅(Western blot), IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 스트레스 활성화 MAPK 경로를 연구하는 데 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Rabbit mAb
비고/별칭	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	5606/5608
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 MKK3/MKK6의 S189/S207 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P46734/P52564
단백질 분자량	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)