

Wb 및 Elisa용 항인 Mst1-T183+Mst2-T180 토끼 단클론 항체 - Q13188 / Q13043

품목 번호: CM0001324



소개

인간, 마우스, 래트에서 MST1 (T183) 및 MST2 (T180)을 인식하는 인 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 히포 경로 및 암 연구에서 WB와 ELISA에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-MST1-T183+MST2-T180 토끼 mAb
비고/별칭	KRS1; MST2; KRS2; MST1
종	인간
유전자ID (인간)	6788/6789
유전자ID	6788/6789
면역원	인간 MST2 (NP_006272.2)의 T180/T183 주변 합성 인 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13188/Q13043
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백