

웨스턴 블롯 및 Elisa용 항인 Mst1/Stk4-T387 인 다클론 항체 - Q13043

품목 번호: CM0001244



소개

T387에서 인산화된 MST1/STK4에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응성이 있습니다. 세포사멸 및 힙포 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산-MST1/STK4-T387 토끼 pAb
비고/별칭	KRS2; MST1; YSK3; 인산-MST1/STK4-T387
종	인간
유전자 ID (인간)	6789
면역원	인간 MST1/STK4 (NP_006273.1)의 T387 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13043
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩