

Anti-Phospho-Mtor-S2448 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P42345

품목 번호: CM0001894



소개

Phospho-mTOR (Ser2448) 토끼 단일클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 mTOR와 교차 반응하며, mTOR 신호 연구에서 중요한 인산화 부위를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-mTOR-S2448 Rabbit mAb
비고/별칭	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
종	인간
GeneID (Human)	2475
GeneID	2475
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42345
단백질 무게	289kDa
배송	아이스백