

항포스포-Mtor-S2448 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P42345

품목 번호: CM0000987



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 포스포-mTOR-S2448 토끼 다클론 항체입니다. 세린 2448에서 인산화된 인간, 생쥐, 쥐 mTOR를 검출합니다. mTOR 신호 전달 경로 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-mTOR-S2448 토끼 pAb
비고/별칭	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
종	인간
유전자ID	2475
면역원	인간 mTOR (NP_004949.1)의 S2448 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P42345
단백질 분자량	289kDa
배송 방법	아이스 팩