

Anti-Phospho-Mtor (S2481) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P42345

품목 번호: CM0000582



소개

인산화된 Ser2481에 특이적인 이 토끼 다클로널 항체로 mTOR 신호 전달을 검증하세요. 사람, 쥐, 랫드 샘플의 WB 및 ELISA에 적합합니다. 대사 및 성장 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-mTOR-S2481 Rabbit pAb
비고/별칭	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2475
유전자 ID	2475
면역원	사람 mTOR (NP_004949.1)의 S2481 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	P42345
단백질 분자량	289kDa
배송	아이스백