

Wb, Elisa용 항인 포스포-Mtor (Ser2481) 토끼 단클론 항체 - P42345

품목 번호: CM0001176



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인 포스포 특이적 mTOR (Ser2481) 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 mTOR를 검출합니다. mTORC2 활성화, 암 및 대사 신호 전달 경로 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	포스포-mTOR-S2481 토끼 mAb
비고/별칭	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
종	인간
GeneID (인간)	2475
GeneID	2475
면역원	합성 펩티드: 인간 mTOR (P42345)의 S2481 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
유래	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P42345
단백질 분자량	289kDa
배송	아이스 팩