


항인 포스포-NdrG1-S330 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q92597

품목 번호: CM0001476



소개

웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 유효성이 검증된 포스포-NDRG1 (S330) 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. 스트레스 반응, 종양 억제, 수초 형성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-NDRG1-S330 토끼 pAb
비고/별칭	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; Phospho-NDRG1-S330
종	인간
GeneID (인간)	10397
GeneID	10397
면역원	합성 펩타이드 인간 NDRG1 (NP_001128714.1)의 S330 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92597
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩