


Anti-Phospho-NdrG1 (T346) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q92597

품목 번호: CM0001878



소개

Phospho-NDRG1 (T346)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB 및 ELISA 응용에 사용됩니다. 스트레스 반응성 종양 억제 인자인 NDRG1의 트레오닌 346 위치에서 인산화된 형태를 검출합니다. 인간, 마우스 및 쥐에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NDRG1-T346 Rabbit pAb
비고/별칭	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, Phospho-NDRG1-T346
종	인간
유전자 ID	10397
면역원	인간 NDRG1 (NP_001128714.1)의 T346 주변 합성 인산화 펩타이드
원산지	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92597
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백