


Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S311 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q04206

품목 번호: CM0000454



소개

Ser311에서 인산화된 NF-kB p65 (RelA)를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 마우스 교차반응성을 포함한 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. NF-kB 신호전달, 염증 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-NF-kB p65/RelA-S311 Rabbit pAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S311
종	인간
유전자 ID (인간)	5970
면역원	인간 RelA (NP_068810.3)의 S311 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백