


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (S536) 단일클론 항체 - Q04206

품목 번호: CM0001427



소개

Serine 536에서 인산화된 인간 NF-κB p65에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 염증 및 면역에서 NF-κB 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-NF-κB p65/RelA-S536 Rabbit mAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S536
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	5970
유전자 ID	5970
면역원	합성 펩타이드: 인간 NF-κB (NP_068810.3)의 S536 주변 합성 인산화 펩타이드
항체 생산 종	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04206
단백질 분자량	65kDa
배송 조건	아이스백