


Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

품목 번호: CM0001723



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA 검증을 거친 고품질 Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 토끼 폴리클로날항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. NF-kB 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit pAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
종	인간
GeneID	5970
면역원	인간 RelA (NP_068810.3)의 S536 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩