


Wb, Ip, Elisa용 항인산화 Nf-Kb P65/Rela (Ser468) 토끼 단클론 항체 - Q04206

품목 번호: CM0000695



소개

Ser468에서 인산화된 NF-kB p65/RelA를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IP, ELISA로 검증되었습니다. 염증, 면역 및 암 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화 NF-kB p65/RelA-S468 토끼 단클론 항체
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; 인산화 NF-kB p65/RelA-S468
종	사람
GeneID (사람)	5970
면역원	사람 RELA (NP_068810.3)의 S468 주변 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스백