


## Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser529) Rabbit Mab For Wb, Elisa - Q04206

품목 번호: CM0001248



### 소개

인간 NF- $\kappa$ B p65 (RelA)의 S529 인산화 부위를 표적으로 하는 인산화 특이성 토끼 단일클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 염증, 면역 및 암에서의 NF- $\kappa$ B 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Phospho-NF- $\kappa$ B p65/RelA-S529 Rabbit mAb                       |
| 비고/별칭          | p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF- $\kappa$ B p65/RelA-S529       |
| 종              | 인간                                                                    |
| GeneID (Human) | 5970                                                                  |
| GeneID         | 5970                                                                  |
| 면역원            | 합성 펩타이드 인간 NF- $\kappa$ B p65/RelA (NP_068810.3)의 S529 주변 합성 인산화 펩타이드 |
| 원천             | 토끼                                                                    |
| 카테고리           | 인산화 항체                                                                |
| 응용 분야          | WB, ELISA                                                             |
| 교차 반응성         | 인간                                                                    |
| SWISS          | Q04206                                                                |
| 단백질 분자량        | 60kDa                                                                 |
| 배송             | 아이스백                                                                  |