


Anti-Phospho-Nf-Kb2-S866 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

품목 번호: CM0001456



소개

Phospho-NF-κB2-S866 Rabbit Polyclonal Antibody는 Ser866에서 인산화된 내인성 NF-κB2 p100/p52를 특이적으로 검출합니다. 인간 및 마우스 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-NF-κB2-S866 Rabbit pAb
비고/별칭	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	4791
면역원	인간 NF-κB2 (NP_001070962.1)의 S866 주변 합성 인산화 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q00653
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스팩