

Wb, Elisa용 Anti-Phospho-Nfkb1-S337 Rabbit Mab - P19838

품목 번호: CM0000738



소개

Phospho-NFKB1-S337 Rabbit Monoclonal Antibody는 세린 337에서 인산화된 경우에만 내인성 NFKB1 수준을 검출합니다. 인간 샘플의 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 염증 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit mAb
비고/별칭	KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4790
유전자 ID	4790
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 NFKB1 (NP_001158884.1)의 S337 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P19838
단백질 분자량	85kDa/105kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)