

If/Icc용 Anti-Phospho-Nfkb1-S893 Rabbit Polyclonal Antibody - P19838

품목 번호: CM0000944



소개

S893에서 인산화된 NFKB1 p105를 표적하는 인산화 특이적 토끼 폴리클론항체. 인간 샘플에서 면역형광/면역세포화학 검증 완료. NF-κB 신호 전달, 염증 및 면역 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-NFKB1-S893 Rabbit pAb
비고/별칭	KBFI; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S893
종	인간
GeneID (인간)	4790
GeneID	4790
면역원	인간 NFKB1의 S893 주변 잔기에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	IF/ICC
교차 반응성	인간
SWISS	P19838
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백