

웨스턴 블롯(Wb)용 항인산화 Nfkb1 (S932) 토끼 다클론 항체 - P19838

품목 번호: CM0000536



소개

세린 932 위치에서 인산화된 NFKB1을 특이적으로 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플의 웨스턴 블롯에서 검증되었으며, NF-kB 신호전달 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 NFKB1-S932 토끼 pAb
비고/별칭	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S932
종	인간
유전자ID (인간)	4790
유전자ID	4790
면역원	합성 펩티드; 인간 NFKB1의 S932 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19838
단백질 분자량	105kDa
배송 방식	아이스백