

Anti-Phospho-Nmdar1-S890 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q05586

품목 번호: CM0000533



소개

Ser890에서 인산화된 NMDAR1을 검출하는 인산화 특이적 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 쥐에 대한 교차 반응성을 보입니다. 시냅스 가소성 및 신경병리학에서 NMDA 수용체 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NMDAR1-S890 Rabbit pAb
비고/별칭	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S890
종	인간
유전자 ID (인간)	2902
유전자 ID	2902
면역원	인간 NMDAR1 (NP_015566.1)의 S890 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q05586
단백질 무게	105kDa
배송	아이스백