

Anti-Phospho-Nmdar1 (S896/S897) 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q05586

품목 번호: CM0001674



소개

인간 NMDAR1 (GluN1)의 인산화된 Ser896/Ser897에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 시냅스 가소성 및 NMDA 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NMDAR1-S896/S897 Rabbit pAb
비고/별칭	NRI; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896/S897
종	Human
GeneID (Human)	2902
GeneID	2902
면역원	합성 펩타이드 인간 NMDAR1 (NP_015566.1)의 S896 및 S897 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q05586
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스 팩