

Anti-Phospho-Npm1-T199 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P06748

품목 번호: CM0001752



소개

인간 샘플에서 Thr199에서 인산화된 NPM1을 검출하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 리보솜 생합성, 중심체 복제 및 암 연구에서 뉴클레오포스민 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NPM1-T199 Rabbit pAb
비고/별칭	B23; NPM; Phospho-NPM1-T199
종	인간
GeneID (Human)	4869
면역원	인간 NPM1 (NP_001032827.1)의 T199 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06748
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백