


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Phospho-Nrf2-S40 Rabbit Mab - Q16236

품목 번호: CM0000880



소개

Phospho-NRF2-S40 Rabbit mAb은 인간, 마우스, 랫트의 인산화된 NRF2 (Ser40)를 검출합니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 산화 스트레스 및 세포 보호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-NRF2-S40 Rabbit mAb
비고/별칭	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
종(Species)	Human
유전자 ID	4780 (Human)
면역원	합성 펩타이드 인간 NRF2 (Q16236)의 S40 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16236
단백질 분자량	68 kDa
배송	아이스 팩