


Wb용 인-포스포-Nrf2-S40 토끼 단클론 항체 - Q16236

품목 번호: CM0001974



소개

포스포-NRF2-S40 토끼 단클론 항체는 인간, 마우스, 래트에서 인산화된 NRF2를 검출합니다. WB, IF, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 산화적 스트레스 및 세포보호 유전자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	포스포-NRF2-S40 토끼 단클론 항체
비고/별칭	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
종	인간
유전자ID	4780
면역원	인간 NRF2 (Q16236)의 S40 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16236
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스백