


Anti-Phospho-Nrf2-S40 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16236

품목 번호: CM0000604



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 이 토끼 폴리클론항체는 세린 40에서 인산화된 인간 NRF2를 검출합니다. 산화 스트레스, 레독스 신호 전달, 세포 보호 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-NRF2-S40 Rabbit pAb
비고/별칭	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
종	인간
유전자 ID (인간)	4780
유전자 ID	4780
면역원	인간 NRF2 (NP_006155.2)의 S40 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16236
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백