

Anti-Phospho-Nucleolin-T76 Rabbit Monoclonal Antibody For IHC-P, Elisa - P19338

품목 번호: CM0001614



소개

T76에서 인산화된 인간 뉴클레올린(Nucleolin)을 검출하기 위한 Phospho-Nucleolin-T76 Rabbit Monoclonal Antibody. IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 리보솜 생성 및 크로마틴 역학 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-Nucleolin-T76 Rabbit mAb
비고/별칭	C23; Nsr1; Phospho-Nucleolin-T76
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4691
GeneID	4691
면역원(Immunogen)	인간 뉴클레올린(Nucleolin)의 T76 주변 잔기에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P19338
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)